
MESSEN

HB mit Klickverschluss




Keep cool - Dogs!

Halten Sie das Massband oder die Schnur so um den Hals des Hundes, dass Sie bequem einen bis zwei Finger zwischen das Massband und den Hals des Hundes schieben können. Hunde mit kurzem Haar empfehle ich eher 1 Finger und bei Hunden mit viel Fell eher 2 Finger.

Falls Sie bereits ein Hundehalsband mit Steckverschluss besitzen, können Sie auch dieses inkl. Steckverschluss jedoch ohne Mutterstück, messen.

Das Beispiel zeigt eine Länge von 40 cm. (Halsbandumfang)



Beachten Sie bitte, dass Paracord-Halsbänder, materialbedingt, fast keine Flexibilität haben, da 2- und Mehrschichten Verarbeitung ziemlich auftragen.

Sollten Sie ein altes Halsband z.B. aus Nylongewebe ausmessen, empfehle ich ihnen bei Hunden mit wenig Fell ca. 1 cm und bei Hunden mit viel Fell ca. 2 cm dazu zurechnen. Das Halsband sollte am Hals des Hundes schön anliegen und nicht zu Eng wirken.

Denken Sie hier daran:

GEMÄSS TIERSCHUTZBESTIMMUNG DARF DAS HALSBAND NICHT WÜRGEN.